

- Rengöring av inlägget:** Sulan tvättas i ljummet vatten. Ej maskintvätt.
- Skohorn:** Placera inte skohornet mot inläggets mjuka del vid påsättning av skon.
- Tillvänjning:** Börja att använda sulan 2 timmar första dagen, fortsätt att bygga på användandet med 2 tim per dag under första veckan.
- Skoval.** Sulan fungerar bäst i stabil sko med snörning. Skon får inte ha mjuk inner sula. Välj sko med lös innersula.
- Kvalitetskrav:** Balkefors Ortopedic överensstämmer med grundläggande krav på hälsa och säkerhet. CE-märkt.
- Handhavande:** Sulans livslängd förlängs om du undviker att flytta sulan ofta mellan olika skotyper.
- Träning:** Träningsprogram för foten finns på www.balkefors.se
- Om du inte är nöjd:** Vänd dig till den som gjutit dina inlägg. Justering av inlägget är möjligt.
- Mer Information:** Balkefors Support AB www.balkefors.se